


Tête fémorale, demi


Origen: Humaine
 Tissu: Os spongieux
 Préparation: Procédé Allotec®
 Inactivation: Min. SAL 10⁻⁶ pour virus et bactéries
 Stérilisation: Rayonnement gamma
 Indicación: Comblement du vide osseux
 Réhydratation: Min. 10 minutes

Tête fémorale, bisected

Origen: Humaine
 Tissu: Os spongieux et cortical
 Préparation: Procédé Allotec®
 Inactivation: Min. SAL 10⁻⁶ pour virus et bactéries
 Stérilisation: Rayonnement gamma
 Indicación: Comblement du vide osseux
 Réhydratation: Min. 10 minutes

**INFORMATIONS DE COMMANDE***

DESCRIPTION	NUMÉRO** D'ARTICLE	D [mm]	H [mm]
Tête fémorale, demi	LALO441FR	< 45	20
	LALO444FR	> 45	20

**INFORMATIONS DE COMMANDE***

DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE**	TAILLE
Tête fémorale, bisected	LALO446FR	courte
	LALO447FR	longue



* Veuillez noter; en raison de la nature différente des tissus donnés et les possibilités techniques de la conception sont de légères déviations des dimensions spécifiées possibles.

** Le numéro d'article LALOXXXFR correspond aux greffes de donneurs vivants hors de France. ALOXXXFR désigne les items de donneurs décédés hors de France et les greffons FRLALOXXXFR de donneurs vivants français.