

Granulés et cubes, spongieux

Origen: Humaine
 Tissu: Os spongieux
 Préparation: Procédé Allotec®
 Inactivation: Min. SAL 10⁻⁶ pour virus et bactéries
 Stérilisation: Rayonnement gamma
 Indicación: Comblement du vide osseux
 Réhydratation: Min. 10 minutes

Granulés cortico-spongieux

Origen: Humaine
 Tissu: Os spongieux et cortical
 Préparation: Procédé Allotec®
 Inactivation: Min. SAL 10⁻⁶ pour virus et bactéries
 Stérilisation: Rayonnement gamma
 Indicación: Comblement du vide osseux
 Réhydratation: Min. 10 minutes

TAILLE DES GRANULÉS

La taille des granulés est obtenue par tamisage. Les différentes perforations des tamis conduisent aux tailles listées ci-dessous. Selon la direction de la chute, les particules dans une dimension peuvent être légèrement plus grandes que celles spécifiées.

INFORMATIONS DE COMMANDE*

DESCRIPTION	TAILLE [mm]	NUMÉRO** D'ARTICLE	VOLUME [cc]
Granules d'os spongieux	2 - 5	LALO319FR	5
		LALO315FR	15
		LALO309FR	30
		LALO317FR	45
	5 - 8	LALO326FR	5
		LALO316FR	15
		LALO310FR	30
		LALO331FR	45
	2 - 8	LALO305FR	5
		LALO306FR	15
		LALO307FR	30
		LALO308FR	45
> 8	LALO300FR	15	
	LALO301FR	30	
Cortico-spongieux granulés	2 - 8	LALO340FR	15
		LALO341FR	30
Cubes d'os spongieux*	5x5x5	LALO325FR	10
		LALO314FR	20

* Veuillez noter: en raison de la nature différente des tissus donnés et les possibilités techniques de la conception sont de légères déviations des dimensions spécifiées possibles.

** Le numéro d'article LALOXXXFR correspond aux greffes de donneurs vivants hors de France. ALOXXXFR désigne les items de donneurs décédés hors de France et les greffons FRLALOXXXFR de donneurs vivants français.

