


Origen: Humaine
 Tissu: Os spongieux
 Préparation: Procédé Allotec®
 Inactivation: Min. SAL 10^{-6} pour virus et bactéries
 Stérilisation: Rayonnement gamma
 Indicación: Ostéotomie corrective
 Réhydratation: Min. 10 minutes




INFORMATIONS DE COMMANDE*

DESCRIPTION	A	NUMÉRO** D'ARTICLE	TAILLE	D [mm]	H [mm]
Coin spongieux	7°	LALO460FR	S	<45	4,0 - 6,0
		LALO462FR	L	≥45	5,0 - 8,0
	10°	LALO463FR	S	<45	6,0 - 8,0
		LALO465FR	L	≥45	7,0 - 11,0
	13°	LALO466FR	S	<45	8,0 - 10,0
		LALO468FR	L	≥45	9,0 - 13,0
	16°	LALO469FR	S	<45	9,0 - 13,0
		LALO470FR	L	≥45	12,0 - 16,0

* Veuillez noter: en raison de la nature différente des tissus donnés et les possibilités techniques de la conception sont de légères déviations des dimensions spécifiées possibles.

** Le numéro d'article LALOXXXFR correspond aux greffes de donneurs vivants hors de France. ALOXXXFR désigne les items de donneurs décédés hors de France et les greffons FRLALOXXXFR de donneurs vivants français.

Origen: Humaine
 Tissu: Os spongieux
 Préparation: Procédé Allotec®
 Inactivation: Min. SAL 10⁻⁶ pour virus et bactéries
 Stérilisation: Rayonnement gamma
 Indicación: Remplissage du canal
 Réhydratation: Min. 10 minutes

**INFORMATIONS DE COMMANDE***

DESCRIPTION	NUMÉRO** D'ARTICLE	D [mm]	H [mm]
Cylindre Spongieux	LALO423FR	10	20
	LALO424FR	10	30
	LALO425FR	12	20
	LALO426FR	12	30
	LALO427FR	14	20
	LALO428FR	14	30



* Veuillez noter: en raison de la nature différente des tissus donnés et les possibilités techniques de la conception sont de légères déviations des dimensions spécifiées possibles.

** Le numéro d'article LALOXXXFR correspond aux greffes de donneurs vivants hors de France. ALOXXXFR désigne les items de donneurs décédés hors de France et les greffons FRLALOXXXFR de donneurs vivants français.




Fiche Technique

J-COIN

JOINTLY
BUILDING BRIDGES

C+TBA
austria

Origine: Humaine
 Tissu: Os cortical
 Préparation: Procédé Allotec®
 Inactivation: Min. SAL 10⁻⁶ pour virus et bactéries
 Stérilisation: Rayonnement gamma
 Indication: Instabilité de l'épaule
 Réhydratation: Min. 10 minutes



INFORMATIONS DE COMMANDE*

DESCRIPTION	NUMÉRO** D'ARTICLE	L [mm]	LA [mm]	H [mm]	L _{top} [mm]
J-Coin	ALO620FR	15	15	10	5

* Veuillez noter: En raison de la nature différente des tissus donnés et les possibilités techniques de la conception sont de légères déviations des dimensions spécifiées possibles.

** Le numéro d'article LALOXXXFR correspond aux greffes de donneurs vivants hors de France. ALOXXXFR désigne les items de donneurs décédés hors de France et les greffons FRLALOXXXFR de donneurs vivants français.