

Herkunft: Post mortem Spende, human
 Gewebe: 100% allogenes Weichgewebe
 Aufbereitung: Proprietäres Reinigungsverfahren
 Sterilisation: **Keine Bestrahlung (aseptisch)**
 Indikation: Ersatz von Sehnen und Bändern

SEHNEN OHNE KNOCHENBLOCK

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NUMMER	LÄNGE [mm]	Ø [mm]
Semitendinosus	ALO760	≥ 180	>6
Gracilis	ALO762	≥ 180	>6
Tibialis, anterior	ALO765	< 260	6-8
	ALO766	≥ 260	6-8
	ALO767	< 260	≥ 9
	ALO768	≥ 260	≥ 9
Tibialis, posterior	ALO770	< 260	6-8
	ALO771	≥ 260	6-8
	ALO772	< 260	≥ 9
	ALO763	≥ 260	≥ 9
Peroneus longus	ALO745	< 260	6-8
	ALO746	≥ 260	6-8
	ALO747	< 260	≥ 9
	ALO748	≥ 260	≥ 9



Zur Bestimmung des Durchmessers wird die Sehne einmal gefaltet (siehe Abbildung).

SEHNEN & BÄNDER MIT KNOCHENBLOCK

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NUMMER	LÄNGE (SEHNE) [mm]	BREITE [mm]
Achilles Sehne	ALO777	< 160	Anfrage
	ALO778	≥ 160	Anfrage
Patella Sehne, ganz	ALO776	Anfrage	Anfrage
Patella Sehne, halbiert	ALO775	Anfrage	Anfrage

