NOVOMEDICS
MODERNE MEDIZINTECHNIK

AlloHeal®

DBM PUTTY

AlloHeal® DBM Putty besteht zu 100% aus demineralisiertem, allogenem Knochen humaner Herkunft ohne Trägersubstanzen. AlloHeal® DBM Putty ist erwiesenermaßen osteoinduktiv, regt also Knochenwachstum an und trägt so zur schnellen Knochenheilung bei.

DBM Putty	
Herkunft:	human
Gewebe:	100% allogenes Knochengewebe
Aufbereitung:	Allotec® Reinigungsverfahren & Demineralisierung
Inaktivierung:	Min. SAL10^{-6} für Viren und Bakterien
Sterilisation:	Gamma-Bestrahlung
Anwendung:	Auffüllung von Knochendefekten



BESTELLINFORMATION

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NUMMER	GTIN	V [cc]
DBM Putty	81010	9009808006505	1.0
	81025	9009808006512	2.5
	81050	9009808006529	5.0
	81100	9009808006536	10.0

NOVOMEDICS
Bahnhofstrasse 104
CH-8001 Zürich

Tel.: +41 43 497 39 80
Fax: +41 43 497 39 82

E-Mail: info@novomedics.ch
Web: www.novomedics.ch